

KERN 314-090-600

KERN

Estojo protegido por alumínio para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 g - 10 kg)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M2
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 g - 10 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	610×260×235 mm
Material	alumínio
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 g
Estojo - Maior peso possível	10 kg

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	610×260×235 mm
Peso líquido	5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	7,5 kg

Pictogramas