

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 314-096

Juego de pesas, E2, 1 g - 10 kg, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-090-600	Estuche para pesa de aluminio 313-090-600 (para valores nominales 1 mg - 10 kg para clases E1 - M1 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-717	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-717
921-322	Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-322
962-322	Certificado de calibración DAKKS 962-322
962-322R	Recalibración DAKKS 962-322R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables