

Brochure produit

08.08.2026

KERN 314-096

Jeu de poids, E2, 1 g - 10 kg, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-090-600	Étui de poid en aluminium 313-090-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 10 kg pour les classes E1 - M1 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-717	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-717,
921-322	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-322
962-322	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-322
962-322R	Réétalonnage DAkkS 962-322R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables