

Productbrochure

08.08.2026

KERN 314-096

Gewichtenset, E2, 1 g - 10 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-090-600	Aluminium gewichtsetui 313-090-600 (voor nominale waarden 1 mg - 10 kg voor klassen E1 - M1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-717	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-717
921-322	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-322
962-322	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-322
962-322R	DAkKS-rekalibratie 962-322R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen