

KERN 314-096

KERN

Jeu de poids, E2, 1 g - 10 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	24 kg
Poids brut env.	28 kg
Poids d'expédition	28 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	313-090-600
----------------------------	-------------

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	314

Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 10 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E2

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	610×260×235 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli (OIML)
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-322
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-322
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-322

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	610×260×235 mm
Poids net	23,9 kg