

KERN 315-040-100

KERN

Étui en bois pour jeux de poids individuels



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1+E2+F1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	universal bis 200 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	152×152×66 mm
Matériau	hêtre
Étui - Plus petit poids possible	1 mg
Étui - Poids le plus élevé possible	200 g

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×140×65 mm
Poids net	0,68 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	0,70 kg
Poids d'expédition	0,68 kg

Pictogrammes

STANDARD

