

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 315-040-600

Cofanetto universale per set di pesi

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Configurate il vostro set di pesi in base alle vostre esigenze
- KERN realizza per voi una custodia in legno su misura o una valigetta in alluminio o plastica – forata e imbottita in base alle vostre esigenze
- Attenzione: queste custodie universali sono prodotti speciali e pertanto non possono essere restituite

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Attenzione: queste custodie universali sono prodotti speciali e pertanto non possono essere restituite

PITTOGRAMMI

Di serie



SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno