

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 315-060-100

Custodia in legno per pesiere individuali

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Configurate il vostro set di pesi in base alle vostre esigenze
- KERN realizza per voi una custodia in legno su misura o una valigetta in alluminio o plastica – forata e imbottita in base alle vostre esigenze
- Attenzione: queste custodie universali sono prodotti speciali e pertanto non possono essere restituite

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Attenzione: queste custodie universali sono prodotti speciali e pertanto non possono essere restituite

PITTOGRAMMI

Di serie



ACCESSORI

Modello	Descrizione
315-242	Pinzette 315-242 (poliammide 100 mm)
315-243	Pinzette 315-243 (acciaio inossidabile 105 mm)
317-280	Guanti 317-280 (cotone, 1 paio)
318-270	Pennelli 318-270
328-222-410	Astuccio per peso 328-222-410 (per valori nominali 1 mg - 5 g per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno