

KERN 315-242

KERN

Pinzetta per afferrare pesi di calibrazione di piccole dimensioni



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Accessori per pesi di calibrazione
Gruppo di prodotti	Pinzetta

Design

Dimensioni (L×P×A)	100×5×8 mm
Materiale	Poliammide

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	100×20×10 mm
Peso netto	0,01 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY