


KERN 315-245

KERN

Pinça para agarrar com segurança pesos para teste pequenos



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Acessórios de pesos de aferição metrológica
Grupo de produto	Pinça

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M3
---------------------------------------	---------

Desenho

Dimensões (L×P×A)	250×10×10 mm
-------------------	--------------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	250×15×15 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

