

KERN 315-246

KERN

Pinzette zum sicheren Greifen von kleinen Prüfgewichten



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Prüfgewichtezubehör
Produktgruppe	Pinzette

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M3
-------------------------------	---------

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	131×8×10 mm
Material	Edelstahl, Kunststoff

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Max] (°C)	140 °C
--------------------------------	--------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	135×15×10 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

