

KERN 315-246

KERN

Pinça para agarrar com segurança pesos para teste pequenos



Categoria

| | |
|----------------------|---|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Acessórios de pesos de aferição metrológica |
| Grupo de produto | Pinça |

Sistema de medição

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Estojo adequado para as aulas da OIML | E1 - M3 |
|---------------------------------------|---------|

Desenho

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Dimensões (L×P×A) | 131×8×10 mm |
| Material | aço inoxidável, plástico |

Condições ambientais

| | |
|----------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Max] | 140 °C |
|----------------------------|--------|

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 135×15×10 mm |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,05 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,05 kg |
| Peso de envio | 0,1 kg |

Pictogramas

STANDARD

