


# KERN 315-247

**KERN**

Pinzette zum sicheren Greifen von kleinen Prüfgewichten



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Prüfgewichtezubehör
Produktgruppe	Pinzette

## Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M3
-------------------------------	---------

## Bauform

Material	Edelstahl, Kunststoff
----------	-----------------------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Max] (°C)	140 °C
--------------------------------	--------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	135×15×10 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

