

KERN 315-248



Pinzette zum sicheren Greifen von kleinen Prüfgewichten



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Prüfgewichtezubehör
Produktgruppe	Pinzette

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M3
-------------------------------	---------

Bauform

Material	Edelstahl + Nylon 6-6
----------	-----------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Max] (°C)	140 °C
--------------------------------	--------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×15×15 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

