


KERN 315-248

KERN

Pinzetta per afferrare pesi di calibrazione di piccole dimensioni



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Accessori per pesi di calibrazione
Gruppo di prodotti	Pinzetta

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1 - M3
------------------------------	---------

Design

Materiale	acciaio inox + nylon 6-6
-----------	--------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Max]	140 °C
----------------------------	--------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	225×15×15 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY