

KERN 315-274

Gewichtsgriff, kunststoffummantelt

KERN



| Kategorie | |
|------------------|---------------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Prüfgewichtezubehör |
| Produktgruppe | Gewichtsgriff |
| Produktfamilie | 315 |

| Verpackung & Versand | |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 75×85×68 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,15 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,25 kg |
| Versandgewicht | 0,25 kg |

Piktogramme

STANDARD

