

KERN 315-274

Gewicht handvat, plastic gecoat

KERN



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Controlegewichtenaccessoires
Productgroep	Gewicht handvat
Productfamilie	315

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	75×85×68 mm
Nettogewicht	0,15 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,25 kg
Verzendgewicht	0,25 kg

Pictogrammen

STANDARD

