


KERN 315-276

Poignée de poids, gaine en matière plastique

KERN



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Accessoires pour poids de contrôle
Groupe de produit	Poignée de poids
Famille de produits	315

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	115×190×115 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,40 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	0,5 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761222984
Numéro de marchandise	84239090
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

