

KERN 315-309-406

Safety Set 50 g (M1); 500 g (F2)

KERN



Casi facoltativi

Caso - Alluminio Codice articolo zet315-000-000

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	Safety Set
Famiglia di prodotti	315

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - valore nominale	50 g & 500 g
Peso di calibrazione OIML classe	F2 M1

Design

Materiale	acciaio inossidabile
Numero di pesi	2
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-400-600
---	-------------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	255×135×140 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg
Peso lordo ca.	3,0 kg
Peso di spedizione	3 kg