

KERN 316-01

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 1 g, Kompaktform, Edelstahl poliert



Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×6 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-020-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-010-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-010-100

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,125
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0016
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	5300
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	16000
Prüfgewicht - Nennwert	1 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,03 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	6×6 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-331
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-331