

KERN 316-02



Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 2 g, Kompaktform, Edelstahl poliert



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0031
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6000
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	12000
Prüfgewicht - Nennwert	2 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,04 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	6×10 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-332
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-332

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×10 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-020-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-020-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-020-100

Piktogramme

STANDARD

