

KERN 316-03

KERN

Peso individual, Classe OIML E2, 5 g, Forma compacta, aço inox polido



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	316

Sistema de medição	
Peso de teste - valor nominal	5 g
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0078
Peso de teste OIML classe	E2
Avaliação da conformidade possível	no
Peso de teste - volume (cm ³)	0,625
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,05 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	6900
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	9600
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140

Desenho	
Forma de construção peso	Forma compacta
Dimensões (Ø×A)	8×13,2 mm
Material	aço inox polido
Tipo de ajuste	Polimento

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-333
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-333

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	8×8×13 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	317-030-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-030-600
Estojo - madeira Número do artigo	317-030-100

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761094857
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

