

KERN 316-04

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 10 g, Kompaktform, Edelstahl poliert



Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	10×10×17 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-040-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-040-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-040-100

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1,25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0156
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7270
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8890
Prüfgewicht - Nennwert	10 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,06 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	10×17,3 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-334
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-334