

Produktbroschüre

07.08.2026

KERN 316-05

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 20 g, Kompaktform, Edelstahl poliert

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Für dieses Gewicht empfehlen wir auf Grund der sehr genauen Gewichtsklasse unbedingt ein Etui. Eine Auswahl finden Sie im Abschnitt Zubehör

PIKTOGRAMME

Standard

Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
315-242	Pinzetten 315-242 (Polyamid 100 mm)
315-243	Pinzetten 315-243 (Edelstahl 105 mm)
317-050-100	Holz-Gewichtsetui 317-050-100 (für Nennwerte 20 g für Klassen E1+E2+F1 für Bauform Knopf/Kompakt)
317-050-400	Kunststoff-Gewichtsetui 317-050-400 (für Nennwerte 20 g für Klassen E1, E2 für Bauform Knopf/Kompakt)
317-050-600	Aluminium-Gewichtsetui 317-050-600 (für Nennwerte 20 g für Klassen E1 - M3 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-350	Markierung per Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350
920-351	Markierung von Prüfgewichten (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-351
921-335	Garantierte Plus-Abweichung ($> +1/3$ OIML) KERN 921-335
962-335	DAkKS-Kalibrierschein 962-335
962-335R	DAkKS-Rekalibrierung 962-335R

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage