

KERN 316-06

KERN

Peso individual, Classe OIML E2, 50 g, Forma compacta, aço inox polido



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-336

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	18×18×26 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	317-060-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-060-600
Estojo - madeira Número do artigo	317-060-100

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	316

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	no
Peso de teste - volume (cm ³)	6,25
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0781
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7740
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8280
Peso de teste - valor nominal	50 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E2
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,1 mg

Desenho

Forma de construção peso	Forma compacta
Dimensões (Ø×A)	18×26,2 mm
Material	aço inox polido

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-336
--	---------