

# KERN 316-09

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 500 g, Kompaktform, Edelstahl poliert



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	62,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,7813
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8210
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,8 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	38×58,5 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-339
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-339

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×58 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-090-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-090-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-090-100

## Piktogramme

### STANDARD

