

Brochure produit

07.08.2026

KERN 316-12

Poids individuel, Classe OIML E2, 2 kg, Forme compacte, inox poli

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Pour ce poids, nous recommandons absolument un étui en raison de la classe de poids très précise. Vous en trouverez une sélection dans la section accessoires

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-120-100	Étui de poids en bois 317-120-100 (pour les valeurs nominales 2 kg pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-120-400	Étui de poids en plastique 317-120-400 (pour les valeurs nominales 2 kg pour les classes E2 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-120-600	Étui de poid en aluminium 317-120-600 (pour les valeurs nominales 2 kg pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-280	Gants 317-280 (coton, 1 paire)
317-290	Gants 317-290 (cuir, coton, 1 paire)

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
921-342	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-342
962-342	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-342
962-342R	Réétalonnage DAkkS 962-342R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables