

KERN 316-12

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 2 kg, Kompaktform, Edelstahl poliert



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	3,125
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8210
Prüfgewicht - Nennwert	2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	3 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	60×94 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-342
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-342

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×94 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-120-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-120-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-120-100

Piktogramme

STANDARD

