

KERN 316-14

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 10 kg, Kompaktform, Edelstahl poliert



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	15,625
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8210
Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	16 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	100×158 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-344
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-344

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×100×158 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-140-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-140-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-140-100

Piktogramme

STANDARD

