

# KERN 317-020-600

# KERN

Aluminiumgeschütztes Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 2 g)



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Aluminiumgeschütztes Etui

## Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M3
Etui passend für Gewichtsnennwerte	2 g
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	70×77×73 mm
Material	Aluminium
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	2 g
Etui - Größtes mögliches Gewicht	2 g

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	70×77×73 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,18 kg