

KERN 317-070-100

KERN

Étui en bois pour poids individuels (Bouton/compact, 100 g)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1+E2+F1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	100 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	60×60×65 mm
Matériau	hêtre
Étui - Plus petit poids possible	100 g
Étui - Poids le plus élevé possible	100 g

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	60×60×65 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,161 kg

Pictogrammes

STANDARD



1 DAY