

# KERN 317-070-400

**KERN**

Kunststoff-Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 100 g)



## Kategorie

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Marke            | KERN            |
| Produktkategorie | Koffer & Etuis  |
| Produktgruppe    | Kunststoff-Etui |

## Messsystem

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Etui passend für OIML-Klassen     | E1, E2        |
| Etui passend für Gewichtsennwerte | 100 g         |
| Geeignete Bauform für Etui        | Knopf/Kompakt |

## Bauform

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Abmessungen (Ø×H)                  | 57×74 mm   |
| Material                           | Kunststoff |
| Etui - Kleinstes mögliches Gewicht | 100 g      |
| Etui - Größtes mögliches Gewicht   | 100 g      |

## Verpackung & Versand

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                     | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 57×57×74 mm |
| Versandart                     | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.               | 0,05 kg     |
| Bruttogewicht ca.              | 0,05 kg     |
| Versandgewicht                 | 0,1 kg      |

## Piktogramme

STANDARD

