

KERN 317-070-400

KERN

Estojo de plástico para pesas individuales (Botón/compacto, 100 g)



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estojo de plástico

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1, E2
Caso adecuado para valores de peso nominal	100 g
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Dimensiones (Ø×A)	57×74 mm
Material	plásticos
Caso - el peso más pequeño posible	100 g
Caso - El mayor peso posible	100 g

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	57×57×74 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg