

# KERN 317-070-600

**KERN**

Estojo protegido por alumínio para pesos individuais (Botão/compacto, 100 g)



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	100 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	70×77×73 mm
Material	alumínio
Estojo - Peso mais pequeno possível	100 g
Estojo - Maior peso possível	100 g

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	70×77×73 mm
Peso líquido	0,18 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,18 kg