

# KERN 317-080-400

**KERN**

Estuche de plástico para pesos individuais (Botão/compacto, 200 g)



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estuche de plástico

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1, E2
Estojo adequado para valores de peso nominal	200 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (Ø×A)	57×74 mm
Material	plásticos
Estojo - Peso mais pequeno possível	200 g
Estojo - Maior peso possível	200 g

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	57×57×74 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg