

# KERN 317-080-600

**KERN**

Estojo protegido por alumínio para pesos individuais (Botão/compacto, 200 g)



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

### Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	200 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

### Desenho

Dimensões (L×P×A)	70×77×80 mm
Material	alumínio
Estojo - Peso mais pequeno possível	200 g
Estojo - Maior peso possível	200 g

### Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	70×77×80 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,18 kg