

Productbrochure

07.08.2026

KERN 317-09

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 500 g, Knop, edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-245	Pincet 315-245 (edelstaal 250 mm)
317-090-100	Houten gewichtsetui 317-090-100 (voor nominale waarden 500 g voor klassen E1+E2+F1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-090-400	Plastic gewichtsetui 317-090-400 (voor nominale waarden 500 g voor klassen E1, E2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-090-600	Aluminium gewichtsetui 317-090-600 (voor nominale waarden 500 g voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-280	Handschoenen 317-280 (katoen, 1 paar)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
921-339	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-339
962-339	DAkkS Kalibratiecertificaat 962-339
962-339R	DAkkS-rekalibratie 962-339R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen