

# KERN 317-090-100

**KERN**

Étui en bois pour poids individuels (Bouton/compact, 500 g)



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

## Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1+E2+F1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	500 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	70×70×90 mm
Matériau	hêtre
Étui - Plus petit poids possible	500 g
Étui - Poids le plus élevé possible	500 g

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	70×70×90 mm
Poids net	0,34 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,35 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,34 kg

## Pictogrammes

### STANDARD

