

# KERN 317-090-100

**KERN**

Estojo de madeira para pesos individuais (Botão/compacto, 500 g)



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1+E2+F1
Estojo adequado para valores de peso nominal	500 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	70×70×90 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	500 g
Estojo - Maior peso possível	500 g

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	70×70×90 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envio	0,34 kg

## Pictogramas

STANDARD

