

# KERN 317-090-400

**KERN**

Étui en plastique pour poids individuels (Bouton/compact, 500 g)



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en plastique

### Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1, E2
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	500 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

### Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	61×94 mm
Matériau	plastiques
Étui - Plus petit poids possible	500 g
Étui - Poids le plus élevé possible	500 g

### Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	61×61×94 mm
Poids net	0,02 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg