

KERN 317-090-400

KERN

Estuche de plástico para pesos individuais (Botão/compacto, 500 g)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estuche de plástico

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1, E2
Estojo adequado para valores de peso nominal	500 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (Ø×A)	61×94 mm
Material	plásticos
Estojo - Peso mais pequeno possível	500 g
Estojo - Maior peso possível	500 g

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	61×61×94 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg