

KERN 317-11

KERN

Peso individual, Classe OIML E2, 1 kg, Botão, aço inox polido



Número do artigo para calibração DAKKS 962-341

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-341

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	48×48×82 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envio	1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	317-110-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-110-600
Estojo - madeira Número do artigo	317-110-100

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	317

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm ³)	125
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	1,5625
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7810
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8210
Peso de teste - valor nominal	1 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E2
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	1,6 mg

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	48×82 mm
Material	aço inox polido

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-341
---------------------------------------------------------------	---------