

KERN 317-110-100

KERN

Étui en bois pour poids individuels (Bouton/compact, 1 kg)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1+E2+F1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	76×76×100 mm
Matériau	hêtre
Étui - Plus petit poids possible	1 kg
Étui - Poids le plus élevé possible	1 kg

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	76×76×100 mm
Poids net	0,24 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	0,25 kg
Poids d'expédition	0,24 kg

Pictogrammes

STANDARD

