

KERN 317-110-400

KERN

Kunststoff-Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 1 kg)



Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Koffer & Etuis |
| Produktgruppe | Kunststoff-Etui |

Messsystem

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Etui passend für OIML-Klassen | E2 |
| Etui passend für Gewichtsennwerte | 1 kg |
| Geeignete Bauform für Etui | Knopf/Kompakt |

Bauform

| | |
|------------------------------------|------------|
| Abmessungen (Ø×H) | 72×115 mm |
| Material | Kunststoff |
| Etui - Kleinstes mögliches Gewicht | 1 kg |
| Etui - Größtes mögliches Gewicht | 1 kg |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 72×72×115 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,05 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |

Piktogramme

STANDARD

