

# KERN 317-110-400

**KERN**

Estojo de plástico para pesas individuales (Botón/compacto, 1 kg)



## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estojo de plástico

### Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E2
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 kg
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

### Diseño

Dimensiones (Ø×A)	72×115 mm
Material	plásticos
Caso - el peso más pequeño posible	1 kg
Caso - El mayor peso posible	1 kg

### Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	72×72×115 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg