

KERN 317-110-600

KERN

Estojo protegido por alumínio para pesos individuais (Botão/compacto, 1 kg)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	80×88×111 mm
Material	alumínio
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 kg
Estojo - Maior peso possível	1 kg

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	80×88×111 mm
Peso líquido	0,21 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envio	0,21 kg