

# KERN 317-12

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-342

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×100 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-120-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-120-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-120-100

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	317

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	3,125
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8210
Prüfgewicht - Nennwert	2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	3 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	60×100 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-342
Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-342