

# KERN 317-120-400

**KERN**

Étui en plastique pour poids individuels (Bouton/compact, 2 kg)



## Pictogrammes

STANDARD



1 DAY

### Catégorie

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Marque                | KERN              |
| Catégorie de produits | Valises & Étuis   |
| Groupe de produit     | Étui en plastique |

### Système de mesure

|  |                |
|--|----------------|
| Étui adapté aux classes OIML               | E2             |
| Étui adapté aux valeurs nominales de poids | 2 kg           |
| Forme de poids appropriée pour l'étui      | Bouton/compact |

### Forme de construction

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Dimensions (Ø×H)                    | 100×165 mm |
| Matériau                            | plastiques |
| Étui - Plus petit poids possible    | 2 kg       |
| Étui - Poids le plus élevé possible | 2 kg       |

### Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 100×100×165 mm   |
| Poids net                    | 0,02 kg          |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,05 kg          |
| Poids brut env.              | 0,05 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,3 kg           |