

# KERN 317-120-600

**KERN**

Aluminiumgeschütztes Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 2 kg)



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Aluminiumgeschütztes Etui

### Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M3
Etui passend für Gewichtsnennwerte	2 kg
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

### Bauform

Abmessungen (B×T×H)	93×105×132 mm
Material	Aluminium
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	2 kg
Etui - Größtes mögliches Gewicht	2 kg

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	93×105×132 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,3 kg