

Productbrochure

07.08.2026

# KERN 317-13

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 5 kg, Knop, edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

## PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



## ACCESSOIRES

| Model       | Beschrijving                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317-130-100 | Houten gewichtsetui 317-130-100 (voor nominale waarden 5 kg   voor klassen E1+E2+F1   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)   |
| 317-130-400 | Plastic gewichtsetui 317-130-400 (voor nominale waarden 5 kg   voor klassen E2   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)        |
| 317-130-600 | Aluminium gewichtsetui 317-130-600 (voor nominale waarden 5 kg   voor klassen E1 - M3   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |
| 317-280     | Handschoenen 317-280 (katoen, 1 paar)                                                                                           |

## DIENSTEN

| Model    | Beschrijving                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350               |
| 920-351  | Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351 |
| 921-343  | Gegarandeerde plus-afwijking ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-343                     |
| 962-343  | DAkS Kalibratiecertificaat 962-343                                             |
| 962-343R | DAkS-rekalibratie 962-343R                                                     |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen